

Centro de Salud:	
Analizador:	cobas u 411
Número de Serie:	
Frecs. De Mtto.	Diario, Mensual



Mantenimiento Diario:	Mantenimiento Mensual
✓ Vacíe el área de residuos de la bandeja de tiras reactivas. ✓ Limpie el sistema de transporte de tiras reactivas: ○ Bandeja de tiras reactivas con área de residuos integrada ○ Sistema de tracción de tiras reactivas ○ Transportador de tiras reactivas	✓ Limpie el analizador por dentro. ✓ Limpie las partes externas (cubiertas) del analizador. ✓ Calibración del Analizador

[illegible]